

SCK

Introdutor Canulado Descartável para Radiofrequência SCK TOP

Neuropole SC Needle



2 em 1 Introdutor Canulado e Termopar Descartável
2 in 1 disposable thermocouple needle



SOLLIEVO

- Sem deslocamento devido a conexão de eletrodos
- *No dislocation due to movement of thermocouples*
- Cabo intermediário para a maioria das marcas disponíveis
- *Intermediate cable for most brands available*
- A opção mais inovadora do mercado
- *The most innovative option on the market*
- Perfeitamente precisos
- *Perfectly accurate*
- Sem risco de contaminação cruzada
- *No cross contamination*

INSERÇÃO, ESTIMULAÇÃO, INJEÇÃO, LESÃO >> PRECISÃO !

INSERT, STIMULATE, INJECT, LESION >> ACCURACY !

Introdutor Canulado SCK / Top Neuropole SC Needle

Imagine um procedimento de RF sem a utilização de um eletrodo independente. Um tratamento de RF sem riscos de deslocamento, devido à inserção e remoção de eletrodo. Top torna possível com o Introdutor Canulado SCK. Normalmente projetado para a lesão de radiofrequência com temperatura controlada, o Introdutor Canulado SCK será um grande reforço para o seu procedimento. Disponível em uma variedade de comprimentos e diâmetros, de acordo com as suas necessidades.

Imagine a RF procedure without the use of a separate thermocouple. A RF treatment without risks of dislocation due to thermocouple insertion and removal. Top makes it possible with the SC Neuropole Needle. Typically designed for temperature-controlled radiofrequency lesioning, the Top Neuropole SC Needle will prove to be a great enhancement to your procedure. Available in a variety of lengths and gauge-diameters, depending on your needs.

Para otimizar o procedimento / Optimising the procedure

O Introdutor Canulado SCK está equipado com um sensor de temperatura termopar e um tubo adicional com Luer Lock, para efetivamente otimizar o procedimento de Termolesão.

The Top Neuropole SC Needle is equipped with a built-in thermocouple temperature sensor and an additional tube with Luer lock, to effectively optimise the thermolesion procedure.

Trocar o eletrodo e seringa, e todas as etapas operacionais envolvidas, não será mais necessário após localização adequada do nervo. Qualquer risco de deslocamento durante a remoção e reinserção do eletrodo ou durante a conexão, a aplicação e a remoção da seringa será eliminado.

Exchanging thermocouple and syringe, and all involved operational steps, will no longer be necessary after localising a nerve's proper position. Any risk of dislocation during removal and re-insertion of the thermocouple or during connection, application and removal of the syringe is therefore eliminated.

Isolado com alta classe de Teflon de revestimento médico da TOP, garante a segurança do Introdutor, procedimento de confiança e perfeitamente preciso.

Insulated with a high grade medical Tefl on-coating, the needle guarantees a safe, reliable procedure and an ever perfect accuracy.

Eliminando problemas de contaminação cruzada

Eliminating cross contamination issues

O Introduutor Canulado SCK é uma cânula descartável, para uso único. Embalado individualmente em embalagem estéril. Diminui a logística e os custos de esterilização.

The Top Neuropole SC Needle is a disposable canula, intended for single use. Individually packed in an easy to use, sealed medical pouch. Eliminate sterilisation logistics and costs.

Compatibilidade Segura / *Securing compatibility*

O Introduutor Canulado SCK é adequadamente projetado para todos os tipos de intervenções de Radiofrequência.

The Top Neuropole SC Needle is adequately designed for all kinds of RF interventions. Intermediate cables for all major RF Generator brands are available.

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDO / *ORDERING INFORMATION*

627124	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 60 mm 22G 5 mm
627106	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 60 mm 21G 10 mm
627125	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 100 mm 22G 5 mm
627107	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 100 mm 21G 10 mm
627126	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 150 mm 20G 5 mm
627105	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 150 mm 20G 10 mm
627114	Kit Introduutor Canulado Descartável SC-K 200 mm 23G 5 mm

Registro Anvisa 81022030002

Importado por:
Imported by:



+55 11 4226 3234

contact@sollievo-brasil.com
www.sollievo.med.br

Sollievo Medicina Especializada
Rua Alegre, 470 - Conj. 510
São Caetano do Sul-SP - Brasil

Fabricado por:
Manufactured by:

