


DOTOMY
Cânula para Dissectomia Percutânea



> Especificações

Código	Descrição	Componentes	Comprimento (mm)	Diâmetro
SW-TW-01	Cânula Aspiradora	TW-HP-01	190	Ø2,0
	Cânula Introdutora/ Estilete	TW-NI-01	140/180,5	Ø 2,5 / Ø 2,0
SW-TW-02	Cânula Aspiradora	TW-HP-02	320	Ø2,0
	Cânula Introdutora/ Estilete	TW-NI-01	140/180,5	Ø 2,5 / Ø 2,0
SW-TW-03	Cânula Aspiradora	TW-HP-03	215	Ø2,5
	Cânula Introdutora/ Estilete	3035140ABWSS0	140/190	Ø 3,5 / Ø 2,9
SW-TW-04	Cânula Aspiradora	TW-HP-04	190	Ø 2,0
	Cânula Introdutora/ Estilete	TW-NI-01	140/180,5	Ø 2,5 / Ø 2,0
SW-TW-05	Cânula Aspiradora	TW-HP-05	320	Ø 2,0
	Cânula Introdutora/ Estilete	TW-NI-01	140/180,5	Ø 2,5 / Ø 2,0

Artroimplan
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA



DOTOMY

Kit Cânula para Dissectomia Percutânea




Artroimplan
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Cânula Aspiradora

O DOTOMY destina-se a ser usado em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos para aspiração de material do disco durante procedimentos de discectomia lombar percutânea.

O produto é inserido no núcleo do disco herniado para remoção de material do núcleo pulposo do disco durante o procedimento discectomia percutânea lombar para reduzir a pressão na raiz nervosa em pacientes com dor na região lombar.



Indicação

- Hérnia de disco limitado ao 1 nível. Disco preservado em 50% de altura
- Falha no tratamento conservador
- Dor facetária excluída.
- Diagnóstico de baixo volume positivo
- em diagnóstico de bloqueio seletivo de raiz nervosa.

Vantagens

- Alívio significativo da dor.
- Anestesia local.
- O paciente não necessita de internamento.
- Recuperação rápida do paciente.
- Não deixa marcas de cicatriz.
- Redução das complicações da cirurgia aberta de discectomia.

Procedimento Cirúrgico

